

## TrueChromeシリーズ 4Kカメラ

商品名 : TrueChrome 4K Pro


中国TUCSEN(タクセン)社は低価格で豊富な計測機能をカメラヘッド内に標準装備した4Kカメラを発売しました。キャプチャー&計測機能ソフトウェアはカメラヘッド内にビルトインされているので、マウスとモニターをカメラヘッドに直接繋げばPCレスにて画像取得&計測が出来、省スペース化に貢献します。更に、オプションの11.6インチHDMIモニターをカメラヘッドに直接接続可能なので、顕微鏡が一体型のイメージングデバイスへと変化します。




TrueChrome 4K Pro イメージ写真

4K HDMI + USB3.0

Opens the dual-mode era of microscopic imaging



○ Live Stitching



○ Live EDF



### ■ハードウェア主要スペック

Image Sensor: SONY IMX485LQJ-C 8MP Color CMOS  
 Resolution: 3840x2160  
 Pixel Size: 2.9 $\mu$ m x 2.9 $\mu$ m  
 Frame Rate: 30fps@USB3.0, 30fps@HDMI&LAN  
 Exposure time: 1us-1.0s  
 Built-in software: Cloud 1.0 Ver  
 Output port: HDMI, USB3.0/2.0, Ethernet  
 Optical port: C-Mount  
 Compatible OS: Windows7/10 (32/64bit)&Mac

### ■撮影ソフトウェアMosaic V2付属

多機能撮影ソフトウェアMosaicV2が標準で付属されていますので、PC(別途)をご用意いただければPC経由での撮影も可能です。

### ■PC無しで撮影が可能

別売の11.6" HDMIモニター(¥50,000)をカメラヘッドに直接取り付け可能により、PC無しで撮影が可能です。※記録媒体はUSBメモリー(別売)

定価 ¥250,000 (税抜)

※システムのバージョンアップなどに伴い外観、仕様等が予告なく変更されることがあります。

お問合せ

販売代理店