

## HDMIカメラ TrueChromeシリーズ

商品名 : TrueChrome Metrics

中国TUCSEN(タクセン)社は低価格で豊富な計測機能をカメラヘッド内に標準装備したHDMIカメラを発売しました。キャプチャー&計測機能ソフトウェアはカメラヘッド内にビルトインされているので、マウスとモニターをカメラヘッドに直接繋げばPCレスにて画像取得&計測が出来、省スペース化に貢献します。更に、オプションの11.6インチHDMIモニターをカメラヘッドに直接接続可能なので、顕微鏡が一体型のイメージングデバイスへと変化します。



TrueChrome Metrics イメージ写真



### ■ハードウェア主要スペック TrueChrome Metrics

Image Sensor: IMX307LQR-C 2MP Color CMOS  
 Dynamic Resolution: 1920x1080  
 Static Resolution: 3264x1840  
 Pixel Size: 2.9 $\mu$ m x 2.9 $\mu$ m  
 Frame Rate: 1920x1080 30fps via USB2.0&HDMI  
 Capture: High speed SD card(16G)  
 Video recording: 1080p 30fps @SD Card & PC  
 Exposure time: 0.001sec-10.0sec  
 Built-in software: Cloud 1.0 Ver  
 Output port: USB2.0、SD Card、HDMI  
 Optical port: C-Mount  
 Compatible OS: Windows 7/10(32/64bit)、Mac

### ■撮影ソフトウェアMosaicV2付属

多機能撮影ソフトウェアMosaicV2がインクルードされていますので、PC(別途)をご用意いただければPC経由での撮影も可能です。

### ■PC無しで撮影が可能

別売の11.6' HDMIモニター(¥50,000)をカメラヘッドに直接取り付け可能により、PC無しで撮影が可能です。

**定価 ¥200,000 (税抜)**

※システムのバージョンアップなどに伴い外観、仕様等が予告なく変更されることがあります。

お問い合わせ

販売代理店